

W-308

Infrarotmassage



## Infrarot-Intelligenz Anti-Schnarch-Armband

**Sleep Connection** ist ein Revolutionär Gerät zur Reduzierung des Schnarchens durch eine neue Nervenstimulation Prozess. Es verfügt über eine spezielle entworfener Biosensor, der erkennt Schnarchen, eine sanfte, 4 Sekunden lange elektrische Der Impuls wird automatisch an gesendet stimulieren die Nerven auf der Haut des Schnarchers. Dann spürt das Gehirn diesen Nerv Stimulation und erinnert oder trainiert die Schnarcher, um die Schlafposition zu ändern, wodurch das Schnarchen reduziert wird.

# Bedienungsanleitung



W-308



Infrarotmassage



- Keine Nebenwirkungen
- Glatter Puls ohne Störung des normalen Schlafes
- Erkennt automatisch Schnarchen
- Nicht betroffen, wenn im Schlaf Tasten gedrückt werden
- Automatisches Ausschalten nach 8 Stunden Aktivierung



[www.sleepconnectionstore.com](http://www.sleepconnectionstore.com)

[support@sleepconnectionstore.com](mailto:support@sleepconnectionstore.com)

## GEBRAUCHSANLEITUNG

- Öffnen Sie die Verpackung für leitfähige Folien, die in Ihrer Sleep Connection-Box enthalten ist.
- Befestigen Sie den Film an den schwarzen leitfähigen Gummipads auf der Rückseite des Anti-Schnarch-Armbandes von Sleep Connection.
- Legen Sie das Armband an.
- Test: Schalten Sie den Schalter ein und stellen Sie ihn auf 1 ein. Warten Sie, bis die LED grün leuchtet.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige ordnungsgemäß funktioniert, und drücken Sie dreimal langsam die Drucktesttaste. Ungefähr 5 Sekunden später spüren Sie einen schwachen Puls.
- Gebrauchsfertig: Die Pulsempfindlichkeit ist von Person zu Person unterschiedlich. Wählen Sie die für Sie geeignete Intensität.

(Hinweis: Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Innen- oder Hintergrundgeräusche größer als 45 dB sind. Wenn das Geräusch größer als 45 dB ist, gibt es keinen Impuls.)

## WARNUNG!

Sleep Connection ist nicht für Personen mit Herzschrittmacher oder andere medizinische Implantate mit elektronischen Bauteilen geeignet.

## FEHLERBEHEBUNG

Sleep Connection ist nicht für Personen mit einem Herzschrittmacher oder einem anderen geeignetes medizinisches Implantat mit elektronischen Bauteilen.

Wenn die Statusanzeige nicht hell ist oder keine Antwort erfolgt, überprüfen Sie bitte die Folgendes:

- A. Sind die Batterien richtig eingelegt?
- B. Müssen die Batterien ausgetauscht werden?
- C. Wenn A und B abgeschlossen wurden und Sie immer noch Probleme haben, Bitte wenden Sie sich an [support@sleepconnectionstore.com](mailto:support@sleepconnectionstore.com).

## IM PAKET ENTHALTEN

- 1 x Sleep Connection Anti-Schnarch-Gerät
- 1 x Armband
- 1 x englisches Handbuch
- 1 x Werkzeug
- 1 x leitfähiger Film

## DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

Spezifikation
Ausgangsintensität: 180uA
Hauptausgabeformular: 0,2 Hz fest
Die Ausgangswellenform: feste Anzahl der Rechteckwellenausgänge
Servicezeit: 8 Stunden (automatisch aus)
Stromversorgung: 1,5 AAA-Batterien (für Batterieabschnitt)
Betriebsumgebung: 10 °C ~ + 40 °C 30 ~ 85% rF °C
Lagerumgebung: -20 °C ~ + 50 °C 10 ~ 95% rF
Übertragungsumgebung: -10 °C ~ + 50°C 30 ~ 85% rF

Hinweis: Sie werden über das Produktdesign informiert oder Spezifikationen ändern sich.

Hintergrundgeräusche in Innenräumen	Kurzer Dialog und andere Geräusche über 65 d B.	Schnarchen über 65 d B.
Über 65 dB (innerhalb von 50 cm vom Fernseher)	Ausgabe stoppen	Ausgabe stoppen
60 d B (mit 1 m vom Fernseher entfernt)	Selten ausgegeben	Ausgabe
55 d B (Innerhalb von 1 m von der Klimaanlage)	Selten ausgegeben	Ausgabe
Unter 50 d B.	Nicht ausgegeben	Ausgabe